

En kombinert løsning utviklet for kroppprofil som går utover, med behov for konveksitet

Hvor mange mennesker kan ha nytte av denne løsningen?


35%¹

av stomipasienter har en peristomal kroppprofil som går utover

16%¹

av disse har en stomi i eller under hudnivå (dette tilsvarer ca 5% av alle stomipasienter)

Til sammen oppnår Brava® beskyttende tetningsring og SenSura® Mio Concave **99% hudkontakt***



1 SenSura Mio Concave

Som det eneste stomiproduktet som er designet for brokk, buler og kurver er SenSura Mio Concave bevist å gi bedre hudkontakt og redusere risiko for lekkasje, sammenlignet med flate hudplater.

2 Brava beskyttende tetningsring konveks

Samtidig er Brava beskyttende tetningsring konveks designet for å gi konveksitet til det peristomale området og gi økt beskyttelse mot lekkasje.

3 Dobbel beskyttelse for stomier i og under hudnivå


Sammen vil Brava beskyttende tetningsring konveks og SenSura Mio Concave skape en tett og sikker forsegling mellom hudplaten og brukerens hud.

Tilpass ringen etter ditt behov

Brava beskyttende tetningsring konveks kommer i flere størrelser som kan tilpasses individuelle behov. Den kan også formes rundt alle stomiformer, samtidig som den opprettholder sin konveksitet.


Rund eller oval stomi?

Formbar til forskjellige stomier, inkludert ovale for loop eller midlertidige stomier.



Miks og match

5mm intervaller gjør at størrelsene er enkle å kombinere med SenSura Mio Concave.



Beskrivelse	Pakningsstørrelse	Helfonnummer	Artikkelnummer
Brava beskyttende tetningsring konveks, Ø20mm	30 stk.	946906	120900
Brava beskyttende tetningsring konveks, Ø25mm	30 stk.	906900	120910
Brava beskyttende tetningsring konveks, Ø30mm	30 stk.	875921	120920
Brava beskyttende tetningsring konveks, Ø35mm	30 stk.	920295	120930
Brava beskyttende tetningsring konveks, Ø40mm	30 stk.	891765	120940
Brava beskyttende tetningsring konveks, Ø45mm	30 stk.	988654	120950

Hvordan Brava beskyttende tetningsring konveks fungerer

- 1 Brava beskyttende tetningsring konveks plasseres rundt stomien
- 2 Tetningsringen fester godt til huden
- 3 Formen er utviklet for å gi konveksitet til det peristomale området

